

## ExamVision loupes



- ✓ Индивидуально изготовленные и настроенные под Ваше рабочее расстояние
- ✓ Широкое и четкое поле зрения, благодаря системе TTL.
- ✓ Большая глубина резкости и кристально чистая картинка независимо от позиции врача.
- ✓ Возможность установки Prisma Lens system™ - специальной призмы для коррекции осанки.
- ✓ Совместимы с различными источниками света,  
в том числе Focus™ LED – диодным источником света.
- ✓ Датское качество и непревзойденный дизайн.

### Возможное увеличение

2.3x

2.8x

3.5x

4.2x



## HD 2.3x TTL

● Цвет оправы	
🕒 Размер оправы	47 / 55 mm
👁️ Ширина поля зрения	12 x 12 cm
📏 Глубина резкости	20 cm
🛡️ Hard Hi-Vision View Protect	✓
🔍 Prisma Lens System™	Возможно

Наиболее комфортное увеличение с максимальной свободой движений на любом рабочем расстоянии начиная от 20см. Постоянное использование в повседневной практике поможет улучшить качество работы и сохранить осанку.

Идеально для начинающих работать с увеличением.

## HD 2.8x TTL

● Цвет оправы	
🕒 Размер оправы	47 / 55 mm
👁️ Ширина поля зрения	8 x 8 cm
📏 Глубина резкости	15 cm
🛡️ Hard Hi-Vision View Protect	✓
🔍 Prisma Lens System™	Возможно

Для специалистов, нуждающихся в большем увеличении для прецизионных манипуляций. Рекомендовано для повседневного использования и сохранения правильного эргономичного положения относительно пациента.

## HD 3.5x TTL

● Цвет оправы	
🕒 Размер оправы	47 / 55 mm
👁️ Ширина поля зрения	5 x 5 cm
📏 Глубина резкости	10 cm
🛡️ Hard Hi-Vision View Protect	✓
🔍 Prisma Lens System™	Возможно

Во многих случаях достойная альтернатива микроскопу. Идеально для манипуляций, требующих максимальной точности, например, формирование уступа при препарировании. Рекомендуется использовать в сочетании с меньшим увеличением или для отдельных манипуляций. Использование более пяти часов может вызвать дискомфорт. Используйте в комплексе с точечным освещением Focus™ LED Optic Illuminator или Basic™ LED.

## HD 4.2x TTL

● Цвет оправы	
🕒 Размер оправы	47 / 55 mm
👁️ Ширина поля зрения	3 x 3 cm
📏 Глубина резкости	5 cm
🛡️ Hard Hi-Vision View Protect	✓
🔍 Prisma Lens System™	Возможно

Последняя модель луп с высоким разрешением HD. Единственная на рынке с системой линз Галилея, предлагаемая с увеличением 4,2. Так же как и лупы с увеличением 3,5 дают возможность увидеть мельчайшие детали с очень высоким разрешением. Точечное освещение необходимо при использовании увеличения 4,2. Рекомендуем использовать свет Focus™ LED Optic Illuminator.